

## التجربة الخامسة

### Simple Distillation

### التقطير البسيط

التقطير هي عملية تحويل المادة السائلة الى بخار ثم تكثيف البخار وذلك بملامسته لسطح بارد (المكثف) الى سائل نقي مرة ثانية (سائل نقي). او هو تسخين السائل الى الدرجة الحرارية التي يتحول عندها الى بخار ثم تكثيف البخار ليعود الى سائل مرة اخرى واستقباله في جزء اخر من الجهاز اي تحدث عمليتين في آن واحد (التبخر والتكثيف). (التبخر) يحدث عند تسخين السائل والتبريد يتم في جزء من الجهاز يدعى بالمكثف.

يُستخدم التقطير البسيط لاغراض متعددة منها:-

١. تنقية المواد العضوية السائلة من المواد الصلبة غير المتطايرة .
٢. قياس درجة الغليان الحقيقية للسوائل .
٣. لفصل سائلين او اكثر اعتماداً على الاختلاف في درجات غليانها اكثر من (٥٠ م°) .

مكونات جهاز التقطير :-

١. دورق دائري القعر بحجم مناسب .
٢. محوار .
٣. دورق استلام المادة (دورق مخروطي) .
٤. مكثف .
٥. مصباح بنزن .
٦. أنبوب توصيل Adapter

كيف تحدث عملية التقطير ؟

عند تسخين مادة في دورق التقطير بلهب ضئيل فالضغط البخاري للسائل (وهو قابلية الجزيئات على الافلات من سطح سائل) سوف يزداد حتى يتساوى مع الضغطخارجي وباستمرار التسخين يجهز حرارة تسخين كافية لتحويل التقطير وعندما نسخن رقبة الدورق تخرج الابخرة من خلال الفتحة الجانبية لدورق التقطير ثم تمر عبر المكثف الى اناناء جمع المادة ويستمر التقطير حيث يكون بمعدل قطرة او قطرتين كل ثانية .

وعند اجراء عملية التقطير يجب مراعاة النقاط الآتية :-

١. يجب استخدام حجر الغليان Boiling chips للحصول على غليان منتظم لأن حجر الغليان هو عبارة عن خزف يحتوي على مسامات صغيرة فعندما يغلي السائل بفقاعات كبيرة تدخل الفقاوة داخل المسامات وتحول إلى فقاعات صغيرة وفي حالة عدم اضافة الحجر فإن درجة غليان السائل ترتفع إلى ما فوق درجة غليانه Supper heating مما يؤدي إلى الفوران المفاجئ وخروج السائل إلى المكثف وقدانه .
٢. لا تستمر بعملية التقطير لحين جفاف المادة السائلة كليا ( اوقف التسخين قبل ان تجف المادة تماما ) .
٣. يكون التبريد في المكثف بالماء اذا كانت درجة غليان السائل المراد تقطيره اقل من  $140^{\circ}\text{C}$  وفي حالة درجة الغليان الاعلى يكون التبريد بواسطة الهواء .
٤. يكون التسخين بواسطة حمام مائي ساخن في حالة السوائل ذات درجات الغليان الواطئة مثل الايثر او ثانوي كبريتيد الكاربون ، الكحول وغيرها . اما اذا كانت درجات غليان السوائل مثل رباعي كلوريد الكاربون CCl<sub>4</sub> او الاثلين والنتروبنزين وغيرها من المواد غير القابلة للاشتعال فيكون التسخين مباشرة .

### طريقة العمل

١. يوضع ( ٥٠ مل ) من المزيج المراد تقطيره في دورق التقطير ( دورق دائري القعر ) ويضاف إليه عدد من حجر الغليان .
٢. يوضع المحرار بحيث تقع البصلة بموازاة الفتحة الجانبية عمودية في المكثف حيث يمكن قياس درجة حرارة البخار .
٣. يربط الجهاز كما موضح في الشكل .
٤. يسخن الدورق بواسطة مسخن كهربائي ( هيت ) او غازيا ( مصباح بنزن ) .
٥. يوضع دورق مخروطي لاستلام المادة النقية من المكثف .
٦. تستمر بعملية التقطير لحين جفاف المادة السائلة كليا .
٧. نسجل درجة الحرارة التي تبدأ عندها المادة بالقطير .
٨. احسب النسبة المئوية.

### اسئلة المناقشة

س ١ / لماذا يكون دخول السائل في المكثف من الاسفل ؟

س٢/ لماذا يكون مستوى المحرار مع مستوى المكثف في التوصيلة الزجاجية  
؟ Adpater

س٣/ لماذا تختلف مادة قهوجائية على جدران دورق التقطير ؟