

فسلجة نبات العملي - المحاضرة الرابعة

تجربه (3):- تجربة العالم Chard-Kov لمعرفة الضغط الازموزي O.P.

المواد/سكر المائدة (السكروز) 70-80gm لكل مجموعه - بيكرات سعة 100ml عدد 12 لكل
مجموعه - وصبغه الازرق المثيلي 0.2% (التركيز) - ورأس بصل لكل مجموعه.

طريقة العمل :-

أولاً:- حضر محاليل سكريه بالتراكيز التاليه لكل مجموعه .

0.0M , 0.1M , 0.2M , 0.4M , 0.6M , 0.8M (ماء مقطر). وتحسب كالأتي:-

و.ج للسكروز $C_{12}H_{22}O_{11}$ 342gm لكل مجموعه .

طبق القانون الخاص بحساب وزن السكر المطلوب مقابل المولاريه المطلوبه (التركيز المطلوب) والبيكر
بالحجم المحدد (100ml)مثلاً".


$$Wt = v \cdot 1000 \cdot M \cdot M.w$$

t

(الحجم) (المولاريه المطلوبه) M (و.ج للماده) M . w t
بالترا \1000

أ/يحضر التركيز 0.1M :- باستخدام الميزان الحساس ويوضع السكر على ورق ترشيح معلومة الوزن
ثم طبق القانون التالي:-
 $Wt = 100 \cdot 1000 \cdot 0.1 \cdot 342 = 3.42gm$

توضع في بيكر سعة 100ml ثم اضف قليلاً ماء مقطر مع الرج البسيط لحين الذوبان وأكمل الحجم
الى 100ml ماء مقطر لحد العلامة في البيكر.



(1) 3.42gm سكر

(2) ماء مقطر قليل مع الرج

(3) اكمل الحجم الى 100ml ماء مقطر

ب/ بنفس الطريقة حضر التركيز 0.2M

$$Wt=100 \backslash 1000 * 0.2 * 342 = 6.84 \text{ gm}$$

تذاب في الماء المقطر واكمل الحجم الى 100ml ماء مقطر.

ج/ بنفس الطريقة حضر التركيز 0.4M

$$Wt=100 \backslash 1000 * 0.4 * 342 = 13.68 \text{ gm}$$

تذاب في الماء المقطر واكمل الحجم الى 100ml ماء مقطر.

د/ بنفس الطريقة حضر التركيز 0.6M

$$Wt=100 \backslash 1000 * 0.6 * 342 = 20.52 \text{ gm}$$

تذاب في الماء المقطر واكمل الحجم الى 100ml ماء مقطر.

و/ بنفس الطريقة حضر التركيز 0.8M


$$Wt=100 \backslash 1000 * 0.8 * 342 = 27.36 \text{ gm}$$

تذاب في الماء المقطر واكمل الحجم الى 100ml ماء مقطر.

ثانياً:- استخدام 2-group من الأنابيب لكل مجموعه (كل مجموعه 6 انابيب اختبار).

أ/مجموعة انابيب (أ) 6 تسمى Test الشفافه – ضع 5ml من المحاليل السكريه المحضره بالطريقه (ضع

أولاً اعلاه في هذه الانابيب
وعلها رقم انبويه)




0.0M (ماء مقطر) 0.1M 0.2M 0.4M 0.6M 0.8M

*ضع (1-2) قطع من البصل متساويه الحجم في كل انبويه وأتركها لمدة ساعة .


ب/مجموعة الانابيب (ب) 6 تسمى Control ملونه – ضع 5ml من المحاليل السكريه اعلاه في هذه الانابيب وتلون عادة من خلال وضع قطرة واحده من صبغه الازرق المثل في كل انبويه وأتركها لمدة ساعه لأستخدامها لاحقاً".

إذا" كل انبويه فيها 5ml محلول سكري بتركيز معين + قطرة من الصبغة .

ثالثاً:- استخرج قطع البصل من الانابيب (أ) ثم اجري التجربه :-خذ من كل انبوبة من الانابيب (ب) الملونه قطرة واحده وضعها في الانبوبة من الانابيب (أ) الشفافه المساويه لها في التركيز بواسطه ماصه شعريه .



بحيث يكون طرف الماصة الشعريه تحت سطح المحلول بمقدار 3cm لاحظ تنزل القطره في الانبويه الشفافه Test عمودياً".



رابعاً:- لاحظ سلوك القطره وكون جدول.

سلوك القطره

تركيز المحلول

الى الاعلى

الى الاسفل

0.0

0.1

0.2

0.4

0.6

0.8

انتشار القطرات داخل المحلول

للاعلى

للاعلى

وناقش النتائج التي حصلت على

تفسير النتائج اعلاه

1- اذا كان اتجاه القطرة الى الاعلى (طافت) على سطح المحلول دل ذلك على ان كثافة المحلول اصبحت اكثر من السابق لان الماء تحرك منه الى داخل الخلايا النباتية. يسمى المحلول منخفض الازموزية

Hypotonic solution

- 2- اذا كان اتجاة القطرة الى الاسفل (غطست) في المحلول دل ذلك ان كثافة الحلول قلت لان الماء قد خرج من الخلايا الى المحلول .يسمى المحلول عالي الازموزية Hypertonic solution
- 3- اذا نتشرت القطرة داخل المحلول بهدوء دل ذلك ان كثافة المحلول لم تتغير وان :- جهد الماء للمحلول = iso tonic solution