

## فسلجة نبات العملي - المحاضرة التاسعة

استخلاص وفصل الصبغات النباتية بواسطة الكروماتوكرا في الورقي :-

1— اسحق اغم (1gm) من الاجزاء الخضرية لا وراق النبات (السلق او السبانخ) وضع النموذج في هاون خزفي .

2— اضع كمية قليلة جداً من كاربونات الكالسيوم  $\text{CaCO}_3$  (لمعادلة الحامضيه في الخلايا ولمنع ازالة المغنيسيوم من نواة الكلوروفيل)

3- اسحق جيداً مع اضافة  $5-6 \text{ cm}^3$  من الاسيتون 85%

4— باستعمال قطارة دقيقة انقل السائل الى قمع الفصل الذي يحوي على  $10 \text{ cm}^3$  اثير اثيلي .

5— اسحق نسيج الورقة مع كمية اخرى من الاسيتون 85% وانقل السائل الى القمع ، اضع بعد ذلك حجمين متساويين من الاسيتون النقي والايثر الاثيلي الى النسيج واسحقه مره ثالثة

6- انقل السائل الى القمع

7— بعد ذلك استعمل الايثر الاثيلي لوحده واسحق النسيج في الهاون الخزفي ثم انقل السائل مره اخرى الى القمع و اضع  $100 \text{ cm}^3$  ماء مقطر الى القمع بهدوء (لمنع تكون مستحلب) ثم حرك القمع دائرياً بدون رج لنقل الاسيتون والمواد المذابة فيه الى طبقة الماء وبعد تكون طبقتين تزال طبقة الاسيتون . كرر العملية أي عملية الغسل بالماء ثلاثة مرات لازالة الاسيتون

8- انقل الايثر والصبغات الى قنينة حجمية او اسطوانية قياس واكمل الحجم الى  $10 \text{ cm}^3$  اذا كان الحجم اكثر فاترك قسم من الايثر يتبخر

9— انقل السائل الى قنينة ذات غطاء و اضع له  $2 \text{ gm}$  (2غم) من كبريتات الصوديوم اللامائية لامتصاص الماء المتبقي مع الايثر وبعد استقرار المحلول يلاحظ ترسب الملح الى الاسفل

10- حضر ورقة ترشيح واقطعها بشكل مربع او مستطيل وارسم خط بقلم رصاص على بعد  $10 \text{ cm}$  من احدى الحافات

11- ضع مسطرة تحت الحافه لكي لا تلامس الورقة سطح المنضدة

12— باستعمال انبوب زجاجي شعري انقل السائل وارسم خط على الخط المرسوم في الورقة حتى تجف او جففها بواسطة تيار هواء ساخن قليلاً ثم ارسم خط اخر ويجف ايضاً كرر العملية حتى يتكون خط اخضر غامق مع ملاحظة جفاف الخط في كل مره قبل رسم الخط الاخر

13— ضع في قنينة ذات غطاء محكم كمية في رابع كلوريد الكربون  $\text{CCl}_4$  الى ارتفاع نصف الى واحد سم ( $1/2 - 1$ ) سم وكمية من كبريتات الصوديوم اللامائية ثم اثني الورقة

لتكون بشكل اسطوانه ثبتها بالدبابيس و ادخلها بالقنينة واغلقها باحكام . عند وصول المذيب قبل نهاية الورقة العلوية اخرجها ولاحظ الصبغات التي تكون فيها من الاعلى الى الاسفل.

1- الكاروتين:- اصفر برتقالي(اصفر غامق ) برتقالي

2- الزانثوفيل:- اصفر ذات لون بني

3- الكلوروفيل a:- اخضر مزرق

4- الكلوروفيل b:- اخضر مصفر ( اخضر فاتح)

- يمكن استخلاص الصبغات باستعمال اسيتون %85 واستعمال الايثر الايثلي كمذيب بدلاً من رابع كلوريد الكربون وكبريتات الصوديوم اللامائية.

**استخلاص وفصل الصبغات النباتية بالطرق الكيمياوية:-**

**طريقة العمل :-**

1- خذ 4 غرام (4gm) من الاوراق الجافة المطحونة كاوراق السبانغ واضف اليها 40ml اسيتون تركيز %80 حرك الخليط لمدة دقيقة او دقيقتين ثم رشح المحلول.

2- ضع المستخلص في قمع فصل واضف اليه(50ml)ايثر بترولي ورج الخليط جيداً ثم اضف اليه (70ml)ماء مقطر ورجه جيداً ، اتركه بعد ذلك ليهدأ نلاحظ تكون طبقتين العليا عبارة عن الايثر البترولي يحوي على الاصباغ النباتية ولونه اخضر غامق والسفلى طبقة من الاسيتون والماء .

3- اسكب الطبقة السفلى واحتفظ بالعليا في قمع الفصل.

4- اضف الى القمع (50ml)ماء مقطر ورج الخليط جيداً ثم اتركه ليهدأ تتكون طبقتان مرة ثانية السفلى منها مائية اسكبها اما العلوية فلونها اخضر غامق احتفظ بها وأغسلها بالماء مجدداً مرتين متتاليتين باستعمال (50ml)ماء مقطر في كل مره بهذه الطريقة تحصل على الطبقة العليا ذات لون اخضر غامق. المتكون من الايثر البترولي مذابة به الاصباغ النباتية وخالية من الشوائب.

5- اضف الى المحلول المتبقي في القمع (5ml)كحولاً مثلياً تركيز %92 رج الخليط جيداً و اتركه يهدأ تحصل مره ثالثة على طبقتين ، الطبقة العليا أيثر بترولي فيه كلوروفيل a و كاروتين والسفلى كحولييه فيها كلوروفيل b وزانثوفيل (انقل كل طبقة الى دورق وتجنب بخار الكحول المثيلي السام).

**تحضير صبغة الانثوسيانين(Anthocyanin)**

**والتحضير البلوري لكلوريد الانثوسيانين.**

**طريقة العمل:- أتحضير الصبغة .**

1- خذ بضع شرائح من شونذر وضعها في قرح زجاجي يحوي ماء مقطر سخنة بعد مدة ستشاهد خروج صبغة حمراء اللون هي صبغة الانثوسيانين حجم الدورق (-50 100 ml).

2- خذ اجزاء من محلول الصبغة اعلاه واضف اليه قاعدة لاحظ تغير لون الصبغة من الاحمر الى الاصفر.

3- اضف قليلاً من الحامض الى المحلول في (2) اعلاه تلاحظ رجوع اللون.

4- خذ بضع شرائح من الشونذر وضعها في قرح زجاجي صغير ثم اضف اليها كمية من الكحول الايثيلي وسخن الدورق في حمام مائي وذلك بغية استخلاص الصبغة بشكل اسرع.

**ب\ التحضير البلوري لكلوريد الانثوسيانين.**

1- خذ (6ml) من المحلول المحضر في دورق (4) واضف اليه قليلاً من حامض الهيدروكلوريك المركز بنسبة حوالي نصف حجم المحلول (3ml) ثم اتركه فترة من الزمن ليبرد ثم اضف غبار الزنك مع حامض الهيدروكلوريك (0.1N) فيتحرك H<sub>2</sub> الذي يقوم باختزال الاصباغ النباتية.

2- رشح المحلول في الفقرة (1) اعلاه وعرض الراشح للضوء تلاحظ رجوع اللون الاحمر وذلك لان الاوكسجين الجوي يتحد مع الهيدروجين الذي تسبب اختزال لون البلورات ويتكون الماء من اتحادهما.  
تقدير الكمي لصبغات الكلوروفيل

**استخلاص الكلوروفيل****تجربة استخلاص الكلوروفيل chlorophyll**

1- ضع (1gm) من الوزن الطري لقطع صغيره من اوراق السبانغ في هاون خزفي (يمكنك من استخدام أي نبات اخر فيه الكيوتكل قليل)

2- ضع (40 ml) من الاسيتون 80% على الاوراق بصوره تدريجية اثناء الاسحق في هاون خزفي لمدة (3) دقائق للحصول على محلول متجانس (مستخلص اخضر).

3- انقل المستخلص الاخضر الى قمع حاوي على ورقة ترشيح واجري عملية الترشيح واجمع الراشح في بيكرجاف ونظيف.

- 4- اعد المواد المتبقية على ورقة الترشيح الى الهاون الخزفي واسحقها مع (30ml) اسيتون 80% مرة ثانية ورشها ثانية بواسطة (قمع الفصل) واضف الراشح المتكون الى الراشح الاول (المستحصل عليه في خطوة رقم 3 اعلاه).
- 5- استمر في استخلاص صبغة الكلوروفيل من النسيج المتبقي فوق ورق الترشيح مستعملاً 20ml من الاسيتون بتركيز 80% الى ان يزول اللون الاخضر من النسيج وفي كل حالة يضاف الراشح المتكون الى الراشح الاول في الدورق .
- 6- اغسل الهاون و قمع الفصل بواسطة 10ml من الاسيتون لاسترجاع الكلوروفيل الملتصق على الهاون والمدقة والقمع لتقدير كمية الكلوروفيل بدقة.
- 7- اكمل الحجم النهائي للراشح (المستخلص) الى 100ml وذلك باضافة الاسيتون 80%. تحتاج التجربة الى 200 ml اسيتون 80%.

### تفاعل Hill

سنة 1937 وجد العالم الانكليزي Hill انه عند تعرض البلاستيدات الخضراء المعزولة عن النبات الى الضوء فإنها تحرر غاز الاوكسجين من الماء عندما تتوفر أملاح الحديد كعامل مساعد (مستلماً للهيدروجين) كما يمكن اجراء تفاعل Hill باستعمال الصبغة (2,6-DCPIP) (2,6-Dichlorophenol Indo phenol) كعامل مؤكسد. ولاجله يجب عزل البلاستيدات بالطريقة التالية :-

- 1- تجربة (1) عزل الكلوروبلاست (البلاستيدات الخضراء).
  - 2- اسحق حوالي 20gm من اوراق السبانغ في 10ml من محلول (0,35M) Nacl لمدة 30 ثانية .
  - 3- رشح من خلال اربعة طبقات من قماش cheese cloths
  - 4- اجر الطرد المركزي centeri fuge على الراشح لمدة 2دقيقة وبقوة (200xg) اترك الرااسب واستعمل السائل وضعه في انبوبة اختبار ثانية واجري عملية الطرد المركزي لمدة 7 دقائق بقوى (1000xg) واهمل السائل.
  - 5- خذ الرااسب لاحتوائه على البلاستيدات الخضراء وامزجه مع 35ml من محلول (0,35M) Nacl واجري عملية الطرد المركزي للمرة الثالثة وبقوة (1000xg).
  - 6- خذ الرااسب وامزجه باعتناء مع 100ml من ال (0.05M) phosphate buffer وال PH يعادل 65 ويحتوي ال Buffer على (0,08M) Kcl وان هذا المعلق يحتوي على الكلوروبلاست.
  - 7- يحفظ هذا المعلق في مكان يحتوي على جريش الثلج للاحتفاظ به الى التجربة اللاحقة لهذا التفاعل وللمحافظة عليه من التبخر.
- تفاعل Hill تجربة رقم (2) :-

- 1- حضر (5) انابيب اختبار (4) انابيب منها اضف اليها 9ml من الفوسفيت بفر phosphate buffer ( 0.05M, وال pH=6.5) الى كل انبوبة 1m من معلق الكلوروبلاست يضاف الى كل انبوبة ايضاً ، كذلك الانبوبة رقم(5) يضاف اليها نفس المحتويات اعلاه مع مراعاة غلي معلق الكلوروبلاست.
- 2- اضف الى جميع الانابيب الاختبارية اثار قليلة من فيتامين C لماذا لانه يقوم باختزال صبغه DCPIP 2,6 حيث ان هذه الصبغة لا تختزل بالظلام.
- 3- امزج جيداً محتويات الانابيب في الفقرة (2) اعلاه.
- 4- غط احد الانابيب الاربعة بغطاء من الالمنيوم لمنع وصول الضوء اليها .
- 5- ضع الاربعة انابيب (باستثناء المغطى بالالمنيوم) امام مصباح بقوة 100 واط وتخلص من الحرارة بواسطة فصل الانابيب عن المصباح بمرشح مائي (اناء زجاجي ابعاد 30×30×30سم).
- 6- في بداية العمل اضف 0.3ml من محلول الصبغة اعلاه(1%) الى جميع الانابيب باستثناء المغطى(تعتبر Blank).
- 7- امزج ثم اقرأ (O.D)الكثافة الضوئية لكل مخلوط في طول موجي 600nm من خلال جهاز المطياف spectro photometer بعد وضع المخلوط في (cuvete) (اسم).
- 8- ارجع المحاليل الى الانابيب الاختبارية الاصلية وضعها الان معرضه للضوء ثم اقرأ ال O.D بطول موجة 600nm بعد تعرض احدي الانابيب لمدة عشرة دقائق والآخرى لمدة (30 دقيقة) والآخرى لمدة (50دقيقة)الى الضوء مع ملاحظة رج محتويات كل انبوبة قبل قراءة ال O.D لها.