

تقدير الرطوبة في المواد العلفية (Determination of Moisture) :

تعرف الرطوبة (Moisture) بأنها كمية الماء الموجودة في اي مادة علفية . يمكن التخلص من الرطوبة (الماء) في اي نموذج علفي وذلك عن طريق وضع النموذج في فرن التجفيف الكمية المتبقية من النموذج بعد هذه العملية يطلق عليها بالمادة الجافة . من اهم اسباب تقدير المادة الجافة هي لتهيئة النموذج لغرض اجراء التحاليل الكيماوية المختلفة وتسجيل النتائج على اساس المادة الجافة .

خطوات العمل :

- 1- ضع علبة الرطوبة الفارغة على ان تكون نظيفة ومرقمة في فرن التجفيف وعلى درجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة .
- 2- انقل العلبة من فرن التجفيف الى المبرد الزجاجي (Desicator) حتى تبرد ثم اوزن بواسطة الميزان الكهربائي الحساس وسجل وزنها .
- 3- اوزن بحدود (1-2) غم من العينة المراد قياس الرطوبة فيها في علبة الرطوبة المسجل وزنها.
- 4- ضع علبة الرطوبة الحاوية على النموذج في فرن التجفيف وعلى درجة حرارة 105 درجة مئوية لمدة 3 ساعات .
- 5- بعد انتهاء فترة التجفيف انقل العلبة الى المبرد الزجاجي حتى تبرد . ثم اوزن بواسطة الميزان الحساس وسجل وزنها.

6- احسب النسبة المئوية للرطوبة في العينة بالطريقة التالية:

أ- وزن علبة الرطوبة مع العينة - وزن علبة الرطوبة وهي فارغة = وزن العينة الاصلية

ب- وزن علبة الرطوبة مع العينة قبل التجفيف - وزنها بعد التجفيف = وزن الماء المفقود من جراء التجفيف (وزن الرطوبة).

ج- النسبة المئوية للرطوبة في العينة = وزن الرطوبة (ب) / وزن العينة الاصلية (أ) $\times 100$

د- النسبة المئوية للمادة الجافة في العينة = $100 -$ النسبة المئوية للرطوبة (ج) .

مثال / جففت عينة وزنها (2.5) غم من مادة علفية ما على درجة حرارة 105 درجة مئوية فأصبح وزنها (2) غم . اوجد النسبة المئوية للرطوبة والمادة الجافة ؟

الجواب :

النسبة المئوية للرطوبة = وزن العينة الاصلية - وزن العينة بعد التجفيف / وزن العينة الاصلية $\times 100$

$$20 = 100 \times 2.5 / 2 - 2.5 =$$

النسبة المئوية للمادة الجافة = $100 -$ النسبة المئوية للرطوبة

$$100 - 20 = 80\% \text{ نسبة المادة الجافة .}$$

تقدير الرطوبة في عينات المواد العلفية الخضراء :

يجفف بحدود 100 - 200 غم من المادة العلفية الخضراء بعد تقطيعها ووضعها على درجة حرارة 60-70 درجة مئوية لمدة 16 ساعة . تبرد ويؤخذ وزنها وتقدر نسبة الرطوبة الاولية فيها . ثم تطحن العينة المجففة طحناً ناعماً ويؤخذ بحدود 1-2 غم منها وتقدر نسبة الرطوبة الثانوية باتباع نفس الاسلوب الخطوات السابقة الذكر في تقدير الرطوبة .

النسبة المئوية للرطوبة الكلية = % للرطوبة الاولى + % للرطوبة الثانوية (100 - % للرطوبة الاولى) / 100 .

اذن النسبة المئوية للمادة الجافة في العينة الخضراء = 100 - النسبة المئوية للرطوبة الكلية .

مثال / جفف (200) غم من عينة علف الجت الاخضر تجفيفاً اولياً على درجة حرارة 60 _ 70 درجة مئوية فأصبح وزنها (40) غم . ثم أخذ 2 غم من العينة المجففة اولياً وجففت على درجة حرارة 105 درجة مئوية فأصبح وزنها (1.6) غم . المطلوب حساب النسبة المئوية للرطوبة الاولى والثانوية والرطوبة الكلية والنسبة المئوية للمادة الجافة في العينة .

النسبة المئوية للرطوبة الاولى = وزن العينة الاصلي - وزن العينة بعد التجفيف / وزن العينة الاصلي × 100 .

$$= 100 \times \frac{200 - 40}{200} = 80\%$$

النسبة المئوية للرطوبة الثانوية = وزن العينة الاصلي - وزن العينة بعد التجفيف / وزن العينة الاصلي × 100 .

$$= 100 \times \frac{2 - 1.6}{2} = 20\%$$

النسبة المئوية للرطوبة الكلية = % للرطوبة الاولى + % للرطوبة الثانوية (100 - % للرطوبة الاولى) / 100 .

$$= 80 + 20 = 100 / (100 - 80) = 4.8 .$$

النسبة المئوية للمادة الجافة في العينة الخضراء = 100 - النسبة المئوية للرطوبة الكلية

$$= 100 - 4.8 = 95.2\%$$

وظائف الماء :

- 1- يحافظ على الضغط الازموزي في الخلايا .
- 2- يقلل من درجة حرارة الجسم .
- 3- يفيد في عمليات التفاعلات الحيوية في الجسم .
- 4- يقوم الماء بعمليات نقل المواد الغذائية .
- 5- يدخل في تركيب الخلايا (غشاء الخلية والمكونات الاخرى) .
- 6- عنصر مذيب للعناصر المعدنية .
- 7- يساعد في عملية النظر وموازنة السوائل بالجسم .
- 8- يساعد في نقل الاصوات في الاذن .

❖ مصادر الماء في جسم الحيوان .

- 1- ماء الشرب .
- 2- يحصل عليه الحيوان من الغذاء المتناول (لان الماء يدخل في تركيب المواد الغذائية والعلف) .
- 3- يحصل عليه الحيوان من التفاعلات الحيوية الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي في الجسم .

