

## المحاضرة السادسة

### تحضير المستخلص المائي للتربة

### تحضير راسح التربة

لغرض اجراء التحاليل الكيميائية للترب مثل قياس الالاس الهيدروجيني للتربة ( Ph ) و قياس ملوحة التربة ( EC ) و تقدير بعض الايونات الموجبة و السالبة الذائبة في الماء لا بد من عمل المستخلص المائي في التربة .

المستخلص المائي: عبارة عن محلول من التربة يحتوي على الاملاح و العناصر الغذائية الذائبة فيه سواء كانت كاتيونات او انيونات .

الغرض من مستخلص التربة: ان الغرض من مستخلصالتربة هو التعرف على المكونات الذائبة في التربة .

### يتم الحصول على مستخلص التربة بطريقتين:

١- مستخلص العجينة المشبعة

٢- مستخلص التربة للماء بنسب معلومة

### المواد المستعملة في طريقة عمل مستخلص التربة للماء:

١- ميزان حساس

٢- زجاجة ساعة

٣- دورق مخروطي سعة 250 mL

٤- اسطوانة مدرجة ( سلندر ) سعة 100 mL

٥- قمع

٦- حامل قمع

٧- ورق ترشيح

٨- قنينة او علبة بلاستيكية

### طريقة العمل:

لغرض تحضير مستخلص تربة 1:1 ( تربة : ماء ) نتبع الخطوات الآتية:

١- زن مقدار 100 gm تربة جافة هوائيا في زجاجة ساعة نظيفة.

٢- افرغ عينة التربة في دورق مخروطي.

٣- ضع بواسطة الاسطوانة المدرجة ( سلندر ) 100 mL ماء مقطر في دورق مخروطي

يحتوي على التربة و بذلك تكون نسبة الترابية الى وزن الماء ( 100 gm تربة : 100

mL ماء مقطر ) اي ( 1 : 1 ) .

٤- رج الدورق باستعمال جهاز الرجاج الكهربائي لمدة نصف ساعة .

٥- رشح المحلول باستعمال ورق الترشيح الموضوع في القمع و من ثم اجمع الراشح في

علبة بلاستيكية نظيفة او دورق زجاجي مع ترقيم العلبة برقم العينة والمعلومات الخاصة

٦- الاحتفاظ بالراشح لحين اجراء التحليلات المختبرية عليه .

ايضا يمكننا عمل مستخلصات للتربة باضافات مختلفة مثل عمل مستخلص تربة ( 2 : 1 )

بوزن 50 gm من التربة يضاف اليها 100 ml ماء مقطر . اما اذا مستخلص ( 5 : 1 ) اي

( 20 gm تربة : 100 ml ماء مقطر ) .