

## طريقة عد الاحياء المجهرية بالتخفيف Plate count method

وهي من الطرائق غير المباشرة في عد البكتريا والفطريات والاحياء المجهرية الاخرى و تتميز بانها تحسب الخلايا الحية فقط وذلك من خلال تنميتها في وسط غذائي مناسب للكائن الحي المراد تقدير عدده في التربة او اي وسط اخر كالاغذية و الحليب وغيرها .

### المواد و الأدوات المستخدمة

- انابيب اختبار نظيفة و معقمة
- ماصات زجاجية معقمة
- اوساط غذائية مختلفة
- اطباق بتري معقمة
- مصباح بنزن
- عينة تربة
- ماء مقطر

### طريقة العمل

- ١- نأخذ ١ غم تربة ويضاف الى ٩ مل ماء مقطر او ١٠ غم الى ٩٠ مل ماء مقطر ، وترج الانبوبة رجا جيدا فيصبح هذا التخفيف ١:١٠<sup>١</sup> فيصبح هذا التخفيف الاول.
- ٢- ينقل ١مل من التخفيف السابق بوساطة ماصة معقمة الى ٩ مل ماء مقطر فيصبح هذا التخفيف الثاني ١:١٠٠
- اي ١:١٠<sup>٢</sup> ، وترج الانبوبة رجا جيدا .
- ٣- ينقل ١مل من التخفيف السابق ١:١٠٠ بوساطة ماصة معقمة الى ٩ مل ماء مقطر فيصبح هذا التخفيف الثالث ١:١٠٠٠
- اي ١:١٠<sup>٣</sup> ، وترج الانبوبة رجا جيدا .
- ٤- نكرر الخطوات السابقة الى ان نصل الى التخفيف ١:١٠٠٠٠٠٠٠ اي ١:١٠<sup>٦</sup> مع مراعاة ان تبدل الماصة في كل خطوة بماصة جديدة و معقمة .
- ٥- يؤخذ من كل تخفيف ١مل ويوضع في طبق بتري معقم وفارغ ثم يصب الوسط الغذائي المبرد لدرجة حرارة ٤٥ م° ثم يحرك الطبق دائرياً على الطاولة ، او يصب الوسط الغذائي في الطبق البتري ثم يؤخذ ٠,١ مل من كل تخفيف ثم ينشر باستخدام الناشرشكل (L) (Spreader) ثم يحرك دائرياً ، فنستخدم وسط Nutrient Agar لتنمية البكتريا و وسط Potato dextrose Agar للفطريات
- ٦- تنتقل الاطباق البترية الى الحاضنة بدرجة حرارة ٢٨م° لمدة ٢٤ ساعة للبكتريا و ثلاثة ايام - اسبوع للفطريات .
- ٧- نختار الاطباق الحاوية على نموات يمكن حسابها والتي تحوي على (٣٠-٣٠٠) مستعمرة ، بوساطة جهاز

Colony Counter


٨- يحسب عدد الخلايا الحية في ١ غم من العينة الاصلية بضرب متوسط عدد المستعمرات في الطبق في مقلوب

التخفيف المستعمل ، اذا كان الحجم الماخوذ امل من التخفيف نتبع القانون التالي :-

عدد المستعمرات في الطبق

$$\text{عدد الخلايا في ١ غم تربة} = \frac{\text{X مقلوب التخفيف}}{\text{حجم العينة الماخوذة}}$$

حجم العينة الماخوذة



مثال : اذا كان عدد المستعمرات ٥ من التخفيف الخامس  $10^{-5}$  اي  $1:100,000$

فان عدد الخلايا في ١ غم =  $5 \times 100,000$

٩- اما اذا اخذنا ٠,١ مل من التخفيف نطبق القانون الاتي :-

عدد المستعمرات في الطبق

$$\text{عدد الخلايا في ١ غم تربة} = \frac{\text{X مقلوب التخفيف}}{\text{حجم العينة الماخوذة}}$$

حجم العينة الماخوذة

٥

عدد الخلايا في ١ غم تربة =  $5 \times 10^0$

٠,١