

## كشف بايوريت عن الاواصر الببتيدية Biuret Test for Piptide Bonds

الكشف الخاص بالاواصر الببتيدية (Peptide Bonds) ليعطي لوناً بنفسجياً مع البروتينات ونواتج تحللها المائي (الببتيدات) حتى مرحلة الببتيدات الثلاثية (Tripeptides) اما الببتيدات الثنائية (Dipeptides) والحوامض الامينية فلا تعطي الكشف لاحتواء الاول أصرتين ببتيديّة وعدم وجود هذه الأواصر في الثانية ويعزى كشف بايوريت الى قوة عمل الأواصر التناسقية لمركب معقد واربع ذرات نتروجين ببتيديّة مكوناً مايسمى معقد النحاس التناسقي .

المواد والكواشف: Reagents

- 1- محلول كبريتات النحاس (1% CuSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O)
- 2- هيدروكسيد الصوديوم (40% NaOH)
- 3- نماذج من البروتينات (0.5%) البومين ، كازئين ، جلاتين (يذوب الكزائين في قاعدة مخففة ويذوب الاخران في Saline)

### طريقة العمل: Method

تضاف 5 قطرات من محلول CuSO<sub>4</sub>.(H<sub>2</sub>O) الى 2 ملتر من محلول البروتين في انبوبة الاختبار ثم يضاف 2 ملتر من (NaOH) (يجب تجنب اضافة كمية زائدة من هذه المادة) ويمزج جيداً.

### ملاحظات:

- 1- تعطي جميع الببتيدات هذا الكشف باستثناء الببتيد الثلاثي كما يعطي الكشف المركبات الحاوية على مجموعة كاربونيل مرتبطة مع بعضها البعض بواسطة ذرة كربون او ذرة نيتروجين.
- 2- بعض المركبات العضوية غير البروتينية (مثل اليوريا والبايوريت تعطيان الكشف).
- 3- الببتيدات الثنائية والحوامض الامينية (عدا الهستيدين لا تعطي الكشف).
- 4- البروتيويزات والبيوتونات تعطي لوناً وردياً مع الكاشف بينما تعطي بقية البروتينات لوناً بنفسجياً .
- 5- تغير اللون من الازرق الفاتح الى الازرق الغامق يعد نتيجة سلبية للكشف بسبب تكون الهيدروكسيد النحاسي Cu(OH)<sub>2</sub> في المحيط القاعدي ،لذا يجب تجنب استعمال كمية كبيرة من CuSO<sub>4</sub>.
- 6- الاسم بايوريت مشتق من اتحاد جزيئين من اليوريا مع فقدان الامونيا.