

Fehling Test : كشف فهانك

يعتمد كشف فهانك على اختزال أيون النحاسيك إلى أيونات النحاسوز بواسطة السكريات المختزلة . ويكون الكاشف من محلولين أحدهما فهانك (A) ويكون من محلول كبريتات النحاسيك ، أما محلول الثاني (B) ويكون من خليط من هيدروكسيد البوتاسيوم مع ترترات الصوديوم البوتاسيوم (ملح روشن) .

فائدة ملح روشن :

يذوب هيدروكسيد النحاسيك بوجود ملح روشن مكوناً محلولاً أزرق اللون لكن عن غياب ملح روشن يتربّب هيدروكسيد النحاسيك بهيئة راسب جيلاتيني ثم يتحلل هذا الراسب بالتسخين ليعطي راسباً أسود اللون من أوكسيد النحاسيك CuO .

المواد والكاشف :

أ- محلول فهانك A :

cupric يحضر بادارة (70) غم من كبريتات النحاس البلورية (sulfate $CuSO_4 \cdot 7H_2O$) في لتر واحد من الماء المقطر .

2- محلول فهانك ب (Fehling B)

يحضر باذابة (240) غم من هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH, Potassium hydroxide) و(246) غم من تترات الصوديوم البوتاسيوم اي ملح روشل في لتر واحد من الماء المقطر.

طريقة العمل :

يمزج حجمين متساوين من محلولي فهانك A وفهانك B يلاحظ عند المزج تكون راسب جيلاتيني يميل لونه الى الزرقة وسرعان ما يذوب ويصبح محلول الناتج مميزا بلون الازرق الداكن (يعد هذا محلول صالح للاستخدام عند عدم تغير لونه بالغليان وبعكسه يظهر راسب يتراوح لونه بين الاصفر والبني).

يتم بعد ذلك اضافة 5 قطرات من محلول السكر المراد الكشف عنه الى الكاشف مع التسخين المباشر على اللهب ولحد الغليان . يتكون راسب يتدرج لونه من الاصفر الى البني من اوكسيد النحاسوز (Cu_2O) في حالة وجود سكر مختزل وبعكسه يبقى اللون ازرق غامق .