

اسم التجربة: الهيدروكربونات غير المشبعة (الاستيلينات) : تحضير غاز الاستيلين C_2H_2

نظرية التجربة:

يعتبر غاز الاستيلين ايسط مركب هيدروكربوني غير مشبع في السلسلة الاستيلينية التي تحتوي على الاصرة الثلاثية. وهو غاز عديم اللون وذو رائحة نفاذة ، لا يذوب في الماء و يشتعل في الهواء بلهب غير داخن وضوء ساطع . و الاستيلينات كالأوليفينات تعاني تفاعلات إضافة ، ويقع الفرق بينهما في كون الاصرة الثلاثية أكثر فعالية من الاصرة المزدوجة تجاه هذا النوع من التفاعلات ، وبسبب كون ذرة الهيدروجين المرتبطة بذرة كربون الاصرة الثلاثية اكثر فعالية (وتعتبر اكثر حامضية) من تلك المرتبطة بذرة كربون الاصرة المزدوجة فهي قابلة للاستبدال بفلز. ويوجد غاز الاستيلين في الغاز الطبيعي ويمكن تحضيره صناعياً من التهشم الحراري للايثان :



تحضيره مختبرياً من تفاعل كربيد الكالسيوم مع الماء حسب معادلة التفاعل التالية:



كربيد الكالسيوم

هيدروكسيد الكالسيوم استيلين

المواد و الأجهزة المستخدمة :

كربيد الكالسيوم ، دورق تقطير ، قمع فصل ، انابيب اختبار .


طريقة العمل:

- 1- اربط الجهاز كما مبين في الشكل مع مراعاة إطفاء أي لهب داخل المختبر .
- 2- ضع عدة غرامات من كربيد الكالسيوم في دورق تقطير جاف تماماً ثم ضع حوالي 25 مل ماء في قمع فصل.
- 3- اصف قطرة قطرة من الماء الموجود في قمع الفصل الى المادة سيتحرر غاز الاستيلين مباشرة .
- 4- لجمع الغاز المتحرر في ثلاثة انابيب اختبار و اكشف عن الغاز كما يلي :


2021

الكيمياء العضوية العملية ، د.احمد محسن علي


أ- اضعف الى الانبوبة الأولى (1 مل) من محلول البروم و لاحظ التغيير في لون محلول البروم .



ب- اضعف الى الانبوبة الثانية قطرتان في محلول كلوريد النحاسوز النشادري و نترات الفضة النشادري و لاحظ تكوين الراسب ، حيث ان التفاعل هو تفاعل استبدال:



ج) احرق الغاز في الأنبوبة الثالثة و سجل ملاحظاتك.



تركيب الجهاز:

