

تجربة رقم (11)

اسم التجربة : تفاعلات و كشف الالدهايد و الكيتون .


نظرية التجربة:

يحتوي كل من الالدهايد و الكيتون في تركيبه على مجموعة الكاربونيل ($\text{C}=\text{O}$) وهناك العديد من التفاعلات التي يمكن بواسطتها الكشف عن الالدهايد و الكيتون و التمييز بينهما ومن هذه التفاعلات هي :

(أ) التفاعل مع 4،2 - ثنائي نيترو فنييل هيدرازين :

يتكون هذا الكاشف من مادة 4،2 - ثنائي نيترو فنييل هيدرازين مذابة في الميثانول بمساعدة حامض الكبريتيك المركز ، يعتبر هذا الكاشف اختبار عام و مميز لمجموعة الكاربونيل حيث يكون بلورات صفراء و برتقالية اللون للهيدرازون (Hydrazone) مع الالدهايدات و الكيتونات على التوالي .


المعادلة:



طريقة العمل:

- 1- ضع (3 مل) من الكاشف في انبوبة اختبار .
- 2- اضف قطرتان من الالدهايد او الكيتون المراد الكشف عنها ورج جيداً .
- 3- لاحظ تكون راسب اصفر متبلور في الحال في حالة الالدهايد و بعد عدة دقائق في حالة الكيتون و هذا دليل على وجود مجموعة الكاربونيل .

يتكون هذا الكاشف من مزيج من المواد الكيميائية التالية :






كبريتات النحاسيك

ترترات الصوديوم والبوتاسيوم

الالديهيد فقط يختزل محلول فهلنك مكوناً راسب احمر من أوكسيد النحاسوز (Cu_2O)
ويعطي كشاف سالب مع الكيتونات .




المعادلات:



ومن الحالات الشاذة مادة سالسيل الديهيد حيث لا تعطي كشاف موجب مع كاشف فهلنك
وذلك بسبب وجود الاصرة الهيدروجينية الضمنية والتي تعيق هذا التفاعل.

معادلة:




طريقة العمل :

- 1- ضع (3 مل) من محلول فهلنك في انبوبة اختبار ثم اضع 5 قطرات من الالديهيد .
- 2- سخن في حمام مائي لمدة 2 دقيقة ولاحظ تحول اللون الأزرق الى اخضر ومن ثم تكوين راسب احمر .


ج - التفاعل مع كاشف تولن (هيدروكسيد الفضة النشاري) $[Ag(NH_3)_2] OH$:

يتكون كاشف تولن من مزيج من المواد التالية ($AgNO_3 + NaOH + NH_4OH$) ، ويعتبر كاشف تولن عامل مؤكسد يؤكسد الالديهيد الى حامض ، ويختزل كاشف تولن الى مرآة فضية من فلز الفضة بينما لا يستجيب الكيتون لهذا الكاشف .

معادلة التفاعل :



بينما لا يستجيب الكيتون لهذا الكاشف:



طريقة العمل :

- 1- ضع (3 قطرات) من الالديهيد في انبوبة اختبار نظيفة ثم اضع (3 مل) من محلول تولن اذا لم يظهر أي تفاعل سخن الى (35 ° م) في حمام مائي ستظهر مرآة فضية على جدار الداخلي في أنبوب الاختبار .
- 2- بعد الانتهاء من الكشف اغسل الانبوبة بحامض النتريك المخفف لإزالة المرآة الفضية وحسب المعادلة التالية :

