اسم التجربة: تحضير البروبانالديهايد.


نظرية التجربة:

يحضر الالديهايد عادة من اكسدة الكحولات الأولية بمادة مؤكسدة مثل ثنائي كرومات البوتاسيوم مع حامض الكبريتيك و من المستحسن ان تجري عملية اكسدة الكحولات بهدوء وعناية لكي لا يتحول الالديهايد الى حامض كاربوكسيلي و نحصل على كمية كافية من الالديهايد.

معادلة التفاعل: و و CH₃CH₂CH₂OH + K₂Cr₂O₇ + H₂SO₄ حسد CH₃CH₂CH₂OH + K₂Cr₂O₇ + H₂SO₄ حسد محلول أغضر بروبانالديهايد محلول أغضر بروبانالديهايد بروبانول

- 1- انصب الجهاز كما مبين في الشكل ادنام
- 2- اذب (10 غرام) من ثنائي كرومات البوتاسيوم في (30 مل) ماء وضع المزيج في دورق تقطير . مع قطعتين من حجر الغليان .
- 3- اضف (10 مل) من حامض الكبريتيك المركز بهدوء ومع التبريد الى (35 مل) من الماء في بيكر ثم الضف الى المزيج قطرة قطرة (14 مل) من البروبانول ، وبعد تبريد المزيج انقله إلى قمع فصل مربوط بدورق التقطير بواسطة فلينه محكمة السد .
 - 4- انصب جهاز التقطير حيث ان درجة غليان البروبانالديهايد (52 °م) .
- 5- مع التسخين البطيء ابدأ بالإضافة من قمع الفصل الى دورق الفصل الى الدورق قطرة قطرة ولمدة (20 دقيقة) سوف يتأكسد الكحول المضاف في الحال و بالحرارة سوف يتقطر الالديهايد المتكون مباشرة بعد انتهاء التفاعل ، سخن مزيج التفاعل و اجمع ثلاثة مالترات أخرى .
 - 6- اجمع الناتج الذي سيكون مع الالديهايد مع قليل من الماء.
- 7- افصل في قمع الفصل وخذ الالديهايد و أحسب حجمه و اكشف عنه بواسطة كاشف تولن او كاشف فهلنك .
- 8- احسب النسبة المئوية للالديهايد المتكون علما بان كثافة البروبانالديهايد و البروبانول = (0ز* غم / سم³).

الكيمياء العضوية العملية ، د.احمد محسن علي تركيب الجهاز:



سابات :

الناتج النظري =
$$X$$
 غرام الناتج العملي الناتج العملي = X الناتج النظري X