

اسم التجربة: الهيدروكربونات غير المشبعة : تحضير البيوتين

نظرية التجربة:

هناك عدة طرق لتحضير المركبات التي تحتوي على أوامر مزدوجة وهي :

1- Dehydrogenation سحب ذرتي هيدروجين من الالكانات :



2- Dehydrohalogenation سحب ذرة هيدروجين و ذرة هالوجين :




3- Dehydration سحب جزيئة ماء من الكحولات:



تجربة تحضير البيوتين من البيوتانول :

البيوتانول هو الكحول البيوتيلي الاعتيادي الذي يحتوي على أربعة ذرات من الكربون و الذي سيفقد جزيئة ماء ليتحول الى مركب غير مشبع يمكن الكشف عنه بالكشوفات التي ستأتي لاحقاً.




طريقة العمل:


- 1- ضع في دورق تقطير جاف (15 مل) من (1-بيوتانول) وضع بضع قطع من حجر تنظيم الغليان (Boiling Chips) والتي تفيد في منع الفرقة وكسر الزجاج بالإضافة الى توزيع الحرارة بصورة منتظمة داخل المحلول.
- 2- اصف بهدوء وبالتدريج المستمر (7مل) من حامض الكبريتيك المركز ويرد اذا احتاج الامر.
- 3- انصب جهاز التقطير البسيط لغرض تنقية النتائج.
- 4- سخن بهدوء مبتعداً عن التسخين المباشر حيث تعمل الحرارة العالية على كسر الاصرة المزدوجة المتكونة.
- 5- أوقف التسخين قبل جفاف دورق التقطير.
- 6- افصل الناتج عن الماء بواسطة قمع الفصل ثم اصف عدة غرامات من المادة المجففة اللامائية CaCl_2 .

7- إحصب حجم البيوتين الناتج ثم اكشف عن الناتج بالكشوفات التالية:

أ- كشف البروم :



كشف باير:




حسابات النسبة المئوية للناتج:

بيوتانول	بيوتين
74 (وزن جزيني)	56
0.81 (كثافة) × 15 (حجم)	×
	الوزن النظري = × غم

الوزن العملي = حجم الناتج (البيوتين) × كثافته (0.79)

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{\text{الوزن العملي}}{\text{الوزن النظري} (\times)} \times 100$$



بخطيب احمد محسن