

طرق نقل وعزل البكتريا تحت ظروف معقمة

تتواجد البكتريا في الطبيعية التي تتوفر لنموها فيها البيئة المناسبة من حيث المغذيات ودرجة الحرارة والرطوبة و PH اما في المختبر فتنمى البكتريا على مواد تدعى الاوساط الزرعية والتي يجب ان توفر لها ظروف ملائمة من حيث الحرارة والتهوية الخ .

ان عمليات النقل للبكتريا هي عبارة عن نقل للبكتريا من بيئة معقمة لاخرى وهذا الامر يتطلب نظام معين يجب اتباعه لضمان اجراء عملية نقل للبكتريا دون حصول تلوث ومن أهمها ١- تجهيز جميع الأدوات والايوساط المطلوبة الضرورية لعملية النقل من موقد بنزين ، Loop ، اطباق وانابيب للزرع الخ.

٢- اجراء تعليم للانابيب والاطباق المراد نقل البكتريا لها بكتابة اسم العينة وتاريخ الزرع.

٣- التخلص من الأدوات والمواد الغير ضرورية عن مكان اجراء الزرع (المنضدة) التي يمكن ان تسبب تلوث.

٤- تعديل موقد بنزين وتعقيم سطح مكان التعقيم (المنضدة).


٥- تعقيم ابرة التلقيح ونقل العينة البكتيرية مع التأكد من ان كل عينة بكتيرية تم زرعها بالبيئة المناسبة لها.

٦- عند نقل العينة يجب ان يكون المحيط نظيف ومعقم ويمنع الكلام او العطاس او السعال او أي تيارات هوائية اثناء الزرع والنقل.


٧- وضع الأوساط بعد الزرع في الحاضنة وتعقيم المنضدة بعدها .

ومن اهم الأدوات المستعملة:

١-loop الاداة التي تستخدم لنقل البكتريا من مكان إلى اخر وهو عبارة عن سلك مصنوع من البلاتين أو الكروم + النيكل حيث تتميز هذ المعادن بانها تسخن بسرعة وتبرد بسرعة.



يمكن ان تتم عمليات النقل بوساطته كما في الاشكال الموضحة ادناه



شكل رقم (١) خطوات نقل البكتريا من وسط سائل


١- تعقيم loop بالتسخين لحين الاحمرار

٢- زرع انبوية الزرع السائل لمجانسته

٣- يتم رفع الغطاء وتعقيم فوهه الانبوية

٤- نقل حملة ابرة تلقيح من لوسط السائل

٥- ابعاد loop وتعقيم فوهه الانبوية، ٦- اعاده غطاء الانبوية



شكل رقم (٢) خطوات تلقيح وسط سائل


١- يتم رفع غطاء انبوية الوسط السائل وتعقيم الفوهة

٢- تعقيم loop وتلقيح الانبوية بوساطته

٣- ابعاد loop وتعقيم فوهه الانبوية

٤- اعاده الغطاء

٥- تعقيم loop بالتسخين لحين الاحمرار



شكل رقم (٣) طريقة تلقيح مائل الاكار بالبكتريا من طبق اكار صلب


١- تسخين loop حتى الاحمرار

٢- رفع غطاء طبق الوسط الصلب قليلا ونقل جزء من المستعمرة البكتيرية بوساطة loop

٣- تعقيم فوهة الوسط السائل ثم يلقح سطح الوسط بالتخطيط

٤- تعقيم فوهه الانبوية واعاده الغطاء

٥- تسخين loop واعادته الى مكانه.



شكل رقم (٤) طريقة تلقیح مائل الاكار بالبكتريا من مزرعة مائلة

- ١- تسخين loop حتى الاحمرار
- ٢- رفع غطاء انبوية المزرعة المائل الصلب وتعقيم الفوهة
- ٣- نقل جزء من المستعمرة البكتيرية بوساطة loop
- ٤- تعقيم فوهة الانبوية
- ٥- إعادة غطاء المزرعة المائلة
- ٦- اخذ انبوية وسط مائل أخرى وتعقيم فوهتها
- ٧- يلقح سطح الوسط المائل بالتخطيط
- ٨- تعقيم فوهة الانبوية وإعادة الغطاء ويحضن الانبوب
- ٩- تسخين loop حتى الاحمرار.


٢- **الماسحة القطنية Cotton swabs** يمكن ان تستعمل لنقل البكتريا من وسط سائل لآخر صلب كاداه لنشر البكتريا على سطح وسط صلب او لاجراء فحص حساسية المضادات الحياتية او تستعمل لآخذ مسحات من تجويف الفم او الجلد او اللوزتين لزرع وتشخيص البكتريا الممرضة



٣- **Toothpicks** يمكن ان يستعمل لنقل المستعمرات البكتيرية المنماه على وسط صلب لآخر



٤- **L-shape او Cell spreader** هي أداة يدوية تستخدم في علم الأحياء والمجالات ذات الصلة لنشر الخلايا البكتيرية بسلاسة على سطح وسط زرع صلب، يمكن أن يصنع L-shape من الزجاج أو البلاستيك أو المعدن ، وتأتي بأشكال مختلفة.



٥- **المصاصات Pipettes** هي أداة مختبرية تستعمل لنقل أو قياس حجم سائل ما، تستعمل الأداة غالباً في مجالات **الكيمياء** وعلم الأحياء إضافة إلى الصناعات الدوائية والطب، تتوفر هذه الأداة بعدة قياسات كما يمكن أن تصنع من عدة مواد بلاستيكية أو زجاجية.

